

DYY-7C型 转印电泳仪电源

- 产品编号：112-0730

产品用途

适用转印电泳，并适宜一机多槽。

产品特点

1. 电流最大输出2000mA
2. 在工作状态中，可以实时微调
3. 微电脑智能控制
4. 液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间
5. 连续可调
6. 采用开关电源输出
7. 具有存储记忆功能
8. 具有过压、过流、过载、变载等多项报警保护功能

产品规格


外形尺寸 (W×D×H)：278×349×110mm

并联输出：4组

重量：4kg

输出范围(显示分辨率)：

2~300V(1V)5~2000mA(2mA)0~300W(1W)



DYY-12型 电脑三恒多用电泳仪电源

- 产品编号：113-1200

产品用途

适用普通蛋白，核酸电泳。(种子纯度检测推荐型号)

产品特点

1. 在工作状态中，可以实时微调
2. 微电脑智能控制
3. 超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等
4. 高精度高可靠性
5. 具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式
6. 采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能
7. 有自动记忆功能，可存储10组9步程序输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能
8. 有自动记忆功能，可存储10组9步程序

产品规格

外形尺寸(W×D×H)：303×364×137mm

并联输出：4组

重量：7.5kg

输出范围(显示分辨率)：

10~3000V(1V) 4~400mA(1mA) 4~400W(1W)

