

DYY-6E型 电泳仪电源



产品用途

适用普通蛋白，核酸电泳。

产品特点

- 1.5英寸触摸屏,同时显示电压、电流、功率和定时时间及其它设置
- 在工作状态中,可以实时微调
- 恒压、恒流、恒功率三种模式,每种模式可保存10种方法(1~10步)
- 微信小程序远程控制
- 查看并导出运行记录
- 状态指示灯
- AUTO功能自动调整输出
- 小电流维持和来电恢复功能
- 具有过压、过流、过载、空载、短路等报警保护功能

产品规格

外形尺寸(W×D×H):256×296×120mm
并联输出:4组
重量:2.5kg
输出范围(显示分辨率):
5~600V(1V) 5~600mA(1mA) 1~300W(1W)

DYY-8E型 电泳仪电源



产品用途

适用普通蛋白，核酸电泳，转印电泳。

产品特点

- 1.5英寸触摸屏,同时显示电压、电流、功率、定时时间及其它设置
- 在工作状态中,可以实时微调
- 恒压、恒流、恒功率三种模式,每种模式可保存10种方法(1~10步)
- 微信小程序远程控制
- 查看并导出运行记录
- 温控功能,防止缓冲液过热
- 状态指示灯
- AUTO功能自动调整输出
- 小电流维持和来电恢复功能
- 具有过压、过流、过载、空载、短路等报警保护功能

产品规格

外形尺寸(W×D×H):256×296×120mm
并联输出:4组
重量:2.5kg
输出范围(显示分辨率):
5~800V(1V) 5~1200mA(1mA) 1~500W(1W)