

DYY-3C型 双稳定时电泳仪电源

- 产品编号：112-0330



产品用途

适用普通蛋白，核酸电泳。
(种子纯度检测推荐型号)

产品特点

1. 工作状态中，可以实时微调
2. 微电脑智能控制
3. 液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间
4. 采用开关电源输出
5. 具有存储记忆功能
6. 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能

产品规格

外形尺寸(W×D×H)：235×295×95mm
 并联输出：4组
 重量：2.5kg
 输出范围(显示分辨率)：
 6~400V(1V) 4~400mA(1mA) 0~120W

DYY-6C型 双稳定时电泳仪电源

- 产品编号：112-0630



产品用途

适用普通蛋白，核酸电泳。
(种子纯度检测推荐型号)

产品特点

1. 在工作状态中，可以实时微调
2. 微电脑智能控制
3. 液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间
4. 采用开关电源输出
5. 具有存储记忆功能
6. 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能

产品规格

外形尺寸(W×D×H)：235×295×95mm
 并联输出：4组
 重量：2.5kg
 输出范围(显示分辨率)：
 6~600V(1V) 4~400mA(1mA) 0~240W